

GUÍA DE INICIO RÁPIDO.

PASO 1 Enchufe la fuente de alimentación a una toma eléctrica y, seguidamente, a la unidad de control PULSE.

PASO 2 Conecte el extremo largo del tubo flexible a la salida de aire de la parte frontal de la unidad de control PULSE.

PASO 3 Póngase la funda (para pierna, brazo o cadera).

PASO 4 Acople los conectores para funda de cada funda a las salidas de aire de la caja de conexión.

PASO 5 Pulse el botón de encendido situado en la parte superior de la unidad de control PULSE para encender el sistema.

EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO.

Cuando utilice el programa de masaje de NormaTec Pulse, lo primero que experimentará es un ciclo de preinflado, durante el cual las fundas conectadas se adaptarán a la perfección a la forma del cuerpo. Seguirá una sesión de compresión de los pies/las manos/la parte baja de la cadera (en función de las fundas que esté usando). Al igual que el amasamiento y los golpecitos que se realizan durante un masaje, cada segmento de la funda ejerce primero una compresión pulsada y la detiene. Esta secuencia se repite con cada segmento de la funda a medida que el programa de compresión va avanzando hasta el segmento superior de la funda.

Una vez que el último segmento de la funda termina el masaje, sigue un breve período de descanso tras el cual vuelve a iniciarse el ciclo desde los pies/las manos/la parte baja de la cadera (en función de la funda que esté usando). Cada sesión suele durar entre 20 y 60 minutos.



15-044-SPA
01132017
Rev 4

La sesión continuará aplicando un masaje hasta que se agote el tiempo y en la pantalla se indique 00:00:00. La duración de la sesión parpadeará y el dispositivo terminará el ciclo que esté ejecutando.

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN.

Es posible modificar el **NIVEL DE POTENCIA** de la sesión pulsando los botones de ajuste del nivel de potencia situados a la izquierda y a la derecha de la pantalla. El nivel 1 es el más suave. El nivel de potencia puede regularse mientras la sesión se encuentra activa, aunque el sistema detendrá el ciclo en curso y restablecerá la funda para pies/manos/parte baja de la cadera en el nuevo nivel de presión.

Es posible modificar la **DURACIÓN DE LA SESIÓN** pulsando los botones de ajuste de la duración de la sesión situados a la izquierda y a la derecha de la pantalla. La duración de la sesión puede configurarse en incrementos de cinco minutos entre 10 minutos y 2 horas y 55 minutos. Si se configura la duración en más de 2 horas y 55 minutos, el dispositivo se pondrá en modo de bombeo continuo. La duración puede regularse mientras la sesión se encuentra activa.

ZONE BOOST (INTENSIFICACIÓN POR ZONAS).

Durante la sesión, es posible incrementar la potencia en una zona con la función Zone Boost (Intensificación por zonas). Esta función añade 60 segundos más de tiempo en la zona que se encuentra activa al pulsar el botón Zone Boost (Intensificación por zonas). Además, aumenta ligeramente la presión a la que la zona recibe impulsos y presión. Es posible activar Zone Boost (Intensificación por zonas) cuando una sesión se encuentra activa en una zona cada vez mientras se usa el programa de masaje por impulsos patentado de NormaTec.

PAUSAR/FINALIZAR LA SESIÓN.

PAUSE LA SESIÓN pulsando el botón Play/Pause (Reproducir/Pausar). Para reiniciar una sesión pausada, vuelva a pulsar el botón Play/Pause (Reproducir/Pausar).

Puede **DETENER LA SESIÓN** pulsando el botón Play/Pause (Reproducir/Pausar) y pulsando a continuación el botón de encendido. Una vez apagado el sistema, desconecte los tubos flexibles y quítese las fundas de las extremidades.

LA BATERÍA INTERNA.

La batería está diseñada para poder utilizar el sistema NormaTec sin necesidad de disponer de una toma de corriente a proximidad. Aunque es perfecta para pasar un día fuera, la batería no está pensada para almacenar carga durante períodos largos, e irá descargándose lentamente del 100 al 0 % de carga en un lapso de 24 horas. Cuando el dispositivo está enchufado y no se encuentra en uso, la batería tarda unas seis horas en cargarse completamente.

Antes del primer uso, es necesario enchufar el dispositivo NormaTec PULSE PRO.

¿NECESITA AYUDA? ¿DESEA ENCARGAR ACCESORIOS?

Visite nuestro sitio web: www.NormaTecRecovery.com

Póngase en contacto con un representante de NormaTec llamando al +1 866.658.5996.

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES.

NTRRecovery
 NormaTecRecovery
 NTRRecovery
 @NTRRecovery

¿A QUÉ ESTÁ ESPERANDO?

LA VERDADERA RECUPERACIÓN EMPIEZA AHORA.

Guía de inicio rápido de PULSE

NORMATEC[®]
NORMATECRECOVERY.COM

HAGÁMOSLO REALIDAD.

NormaTec es una marca líder en recuperación rápida. Nuestros sistemas de compresión dinámica ofrecen una ventaja sobre la competencia a deportistas de élite, entrenadores y preparadores físicos de todo el mundo. Y, por supuesto, también a USTED.

NUESTROS ABOGADOS NOS HAN DICHO QUE TENEMOS QUE INFORMARLE DE ESTO...

INDICACIONES DE USO

El sistema de recuperación NormaTec es un dispositivo masajeador por presión de aire indicado para el alivio temporal de dolores y molestias musculares leves, así como para mejorar la circulación sanguínea de las zonas tratadas.

RIESGOS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN NORMATEC

Los riesgos y beneficios de utilizar el sistema de recuperación NormaTec son los mismos que los de un masaje manual. En caso de que el masaje no resulte agradable, puede reducir la intensidad o detener la sesión.

Al ser similar a un masaje, incluye beneficios como el alivio temporal de dolores y molestias musculares leves. Además, puede mejorar la circulación en la zona masajead.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al +1.866.658.5896

ANTES DEL PRIMER USO, LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL.

CONTENIDO.



PULSE
[unidad de control]



TUBO FLEXIBLE



FUENTE DE ALIMENTACIÓN



BOLSA DE MICROFIBRA



PIERNAS



BRAZOS

disponible para el brazo izquierdo o derecho



CADERAS

accesorio disponible

PULSE.

Hemos redefinido el concepto de recuperación con el sistema de recuperación NormaTec PULSE. Gracias a su multitud de funciones y a nuestra tecnología patentada, recuperarse en casa o de viaje nunca volverá a ser lo mismo.



Tecnología de *impulsos* patentada NormaTec

Disfrute de un control completo *digital* de su experiencia

Recupérese *esté donde esté* gracias a su diseño ultraportátil y a su batería interna.

Descarga de recuperación con un grado de *intensidad* para cada deportista

Cuidado extra donde más lo necesita con la función *Zone Boost* (Intensificación por zonas)

FUNCIONES DEL SISTEMA.



Zonas superpuestas para garantizar la máxima recuperación



Ultrasilencioso



Compacto y ligero (1,6 kg, 10,2 × 12,7 × 22,8 cm)



Fase de calibración para un ajuste perfecto en cada sesión



Dos años de garantía



Botas con cremallera y fundas con tubos integrados

¿NECESITA ALGUNO DE ESTOS ACCESORIOS?



ESTUCHE DE VIAJE 160 USD

Recupérese esté donde esté llevándose consigo el sistema de recuperación PULSE en esta elegante bolsa protectora, especialmente diseñada para la serie PULSE.



BOLSA DE DEPORTE 70 USD

¿Necesita llevar un par de equipos extra pero sigue queriendo mostrarle al mundo cuánto le gusta NormaTec? Utilícela para ir y volver del gimnasio o para una escapada de fin de semana.



FUNDA PARA CADERA 600 USD

Las zonas superpuestas cubren las caderas, la parte baja de la espalda, los músculos oblicuos, glúteos, ligamentos de la corva, cuádriceps, aductores y abductores.



CONJUNTO DE FUNDA PARA BRAZO 800 USD

Las zonas superpuestas cubren todo el brazo. Disponible para el brazo izquierdo, para el derecho o como conjunto.



CONJUNTO DE FUNDA PARA PIERNA 750 USD

Las zonas superpuestas cubren toda la pierna. Disponible en tamaño estándar, largo o corto: con ancho estándar o superior.